


11

ZESTAW DO FILTRACJI MicroSystem



ZESTAW DO FILTRACJI MicroSystem



System zapewnia:

- wygodę, szybkość oraz łatwość w filtracji rozpuszczalników do HPLC/UPLC,
- prosty sposób montażu oraz mocowania,
- brak kontaktu z sączonymi niebezpiecznymi rozpuszczalnikami przy przelewaniu z kolb próżniowych,
- ograniczenie kontaktu pracownika z oparami sączonych rozpuszczalników,
- bezpośrednie sączenie do butelek handlowych na rozpuszczalniki wysokiej czystości firm: Merck, Sigma – Aldrich, J.T. Baker, Pro Labo, Scharlau, Avantor, Chempur i wielu innych,
- możliwość kompletowania według potrzeb poszczególnych akcesoriów (opis oraz numery kat. poniżej)
- bezpośrednie sączenie do butelek laboratoryjnych ze standardowym gwintem GL 45 (opis oraz numery kat. obok)

Butelki na odczynniki z niebieską nakrętką

nakrętki niebieskie odporne na sterylizację w temp. 140°C

białe

pojemność [ml]	d / h [mm]	gwint GL	nr kat. BORO-KRZEMOWE 72,19%	nr kat. BORO 3.3	nr kat. SIMAX
50	40/85	32	C827520210	-	-
50	46/91	32	-	-	S414321050
100	56/100	45	C827520211	C827520221	S414321100
250	70/138	45	C827520212	C827520222	S414321250
500	86/176	45	C827520213	C827520223	S414321500
1000	101/225	45	C827520214	C827520224	S414321940
2000	136/260	45	-	C827520225	S414321950
5000	186/330	45	-	C827520226	S414321956
10 000	234/410	45	-	C827520227	S414321966
20 000	299/505	45	-	-	S414321968

orańż

pojemność [ml]	d / h [mm]	gwint GL	nr kat. BORO 3.3	nr kat. SIMAX
50	46/91	32	-	S414345050
100	56/100	45	C827520261	S414345100
250	70/138	45	C827520262	S414345250
500	86/176	45	C827520263	S414345500
1000	101/225	45	C827520264	S414345940
2000	136/260	45	C827520265	S414345950
5000	186/330	45	-	S414345956
10 000	234/410	45	-	S414345966
20 000	299/505	45	-	S414645968

L.p.	opis techniczny	nr kat.
1	zestaw do filtracji MicroSystem Alfachem, 47 mm – komplet (lej szklany 300 ml, kłamra, nakrętka GL 45 z dwoma gwintami GL 14, nakrętka GL 14 z ukośnym podłączeniem do próżni, nakrętka GL 14 z otworem, uszczelka stożkowa średnica 6 mm)	ALFA000SM0
2	zestaw do filtracji MicroSystem Alfachem, 47 mm – komplet (lej szklany 1000 ml, kłamra, nakrętka GL 45 z dwoma gwintami GL 14, nakrętka GL 14 z ukośnym podłączeniem do próżni, nakrętka GL 14 z otworem, uszczelka stożkowa średnica 6 mm)	ALFA000SM1
3	lej szklany borokrzemowy, 300 ml	GL26024501
4	lej szklany borokrzemowy, 1000 ml	GL25824511
5	klamra aluminiowa, 47 mm	GL25824502
6	nakrętka GL 45 z dwoma gwintami GL 14	DUR1129750
7	nakrętka GL 14 z ukośnym podłączeniem do próżni	DUR1129814
8	ukośne podłączenie do próżni	D292470504
9	nakrętka GL 14 z otworem	D292270508
10	uszczelka stożkowa średnica 6 mm	DUR1129818
11	podstawę do lejka ze spiekaniem	GL25824503